

**SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA N. 001  
ANTARTIC GHIACCIO Istantaneo MONOUSO**Revisione n. 002  
Data: 30/03/2005**NOME DEL PRODOTTO****ANTARTIC GHIACCIO Istantaneo MONOUSO****MISURE**

- LARGE cm. 17 x 23

**PESO**

gr. 450 +/- 10

**COMPONENTI**

Nitrato d'ammonio, acqua.  
Sacchetto esterno: accoppiato poliammide-politene

**CONFEZIONE****Master carton da 25 sacchetti**

Peso: kg. 11,9  
Misure cart.: mm. 315 x 225 h. 315 mm.  
Volume: mc. 0,022289

**Junior carton da 12 sacchetti**

Peso: kg. 5,60  
Misure cart.: mm. 320 x 205 h. 163 mm.  
Volume: mc. 0,0106928

**EUROPALLET****Master carton da 25 sacchetti**

- 48 cartoni (1.200 sacchetti)  
- misure cm. 120 x 80 altezza cm. 140  
- volume mc. 1,344

**Junior carton da 12 sacchetti**

- 110 cartoni (1.320 sacchetti)  
- misure cm. 120 x 80 altezza cm. 178  
- volume mc. 1,7088

**TEMPERATURA INIZIALE**

Dipende dalla temperatura dell'ambiente in cui si trova il sacchetto (per esempio: ambiente + 25°C. sacchetto - 2°C.).

**DURATA**

Dipende dalla temperatura ambientale e dalle modalità d'impiego.  
Durata media: 30/40 minuti circa.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere lontano da fuoco, sole, fonti di calore, materiali combustibili.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA N. 001  
ANTARTIC GHIACCIO Istantaneo MONOUSO**Revisione n. 002  
Data: 30/03/2005**AVVERTENZE**

In caso di accidentale ingestione del contenuto NON PROVOCARE IL VOMITO. Prendere un paio di bicchieri di latte o acqua e chiedere immediatamente assistenza medica o trasportare d'urgenza il soggetto al pronto soccorso.

In caso di contatto della soluzione interna con la pelle o con gli occhi, contatto causato dalla rottura del sacchetto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente: consultare un medico.

Dopo l'uso non è riutilizzabile.

Non disperdere il sacchetto nell'ambiente.

Non aprire il sacchetto prima o dopo l'uso.

USO ESTERNO.

**AGENTI CANCEROGENI**

Non sono presenti agenti cancerogeni quali definiti nell'art. 61 del D.Lgs. 626/94

**COMPONENTI - altre informazioni**

Il nitrato d'ammonio utilizzato è un fertilizzante .

In caso di accidentale fuoriuscita del liquido dopo l'uso e di contatto con la pelle, gli occhi o le mucose lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente: consultare un medico.

In caso di ingestione accidentale del nitrato d'ammonio solido o sciolto in acqua NON PROVOCARE IL VOMITO e prendere un paio di bicchieri di latte o acqua .

Il vomito non deve essere provocato se si verifica un caso di coma da ingestione di sostanze contenenti azoto o comunque in caso di perdita di coscienza, poiché il vomito stesso potrebbe provocare il soffocamento.

RECARSI IMMEDIATAMENTE AL PRONTO SOCCORSO.

**CLASSIFICAZIONE CE**

Classificazione ai sensi dell' art. 8 - allegato IX DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997 n. 46:

**Dispositivo attivo terapeutico non invasivo.**

Durata: **temporanea**

Classificazione: **CLASSE IIa**

**NOTE**

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

**DATA: 30/03/2005 - Revisione n. 002**

**A:**

DITTA GIACON MASSIMO  
Via San Daniele n. 184  
35038 TORREGLIA (PD)

FAX 049 – 52.12.340

**DA:**

DATA: \_\_\_\_\_

OGGETTO:

**SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA N. 001  
ANTARTIC GHIACCIO Istantaneo MONOUSO**

Revisione n. 002  
Data: 30/03/2005

Con la presente confermiamo di aver ricevuto la scheda tecnica in oggetto.

Saluti.

Timbro e firma. \_\_\_\_\_